



Organicoat

⚠️ UTILIZE LUVAS E ÓCULOS

kit TESTE CLORETO de SÓDIO (SAL)

range de 0 a 1,0 ppm



Indicador Sal 23ml



Titulante Sal 23ml



Tubo de Ensaio

Instruções de uso:

30cm
de profundidade

1 Mergulhe

10x
gotas

2 Adicione

1x
gota

3 Adicione

Repita o procedimento n.º 3, pare quando ficar róxo

4 Agite

Tabela Sal (NaCl)

Número de gotas	PPM
0	0
10	1,25
20	2,50
30	3,75
40	5,00
50	6,25
60	7,50
Cada gota = 0,125g/l	

Resultado:

- Cada 1 gota titulante consumida na análise significa 0,125g/l de Sal(NaCl) na água
- Utilizar luvas, pois em contato com a pele a solução pode causar manchas rárias (não prejudiciais à saúde)
- A tabela ao lado contém valores para referência

Observação:

- Não retornar água analisada para a piscina
- Para melhor visualização das cores recomendamos luz natural
- Conserve o kit em lugar fresco, ao abrigo da luz solar direta
- Não inverta as tampas, substituindo os frascos a cada 6 meses